



## Rebase II

### Материал для жесткой перебазировки и починки акриловых протезов

#### Описание

Материал для жесткой перебазировки и починки акриловых протезов

#### Характеристики

- Жесткий базисный материал на основе полиметилметакрилатов для изменения рельефа протезного ложа без привлечения лаборатории

##### Показания:

- Для внутриротовой перебазировки съемного протеза при нарушении его адаптации вследствие атрофии беззубого участка альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти за период эксплуатации пациентом протеза.
- Подходит для перебазировки полиметилметакрилатных, поликарбонатных и др. съемных протезов.

##### Достоинства:

- Экономия времени врача и пациента – вся процедура перебазировки занимает 10 мин., нет необходимости в привлечении лаборатории.
- Отсутствие неприятного запаха и раздражения слизистой оболочки полости рта пациента.
- Низкотемпературная полимеризация (не более 55° С).
- Хорошая и быстрая полируемость.
- Высокая прочность и долгий срок службы протеза при полном комфорте пациента.
- Порошок 80 г.
- Жидкость 50 мл.
- Адгезив 15 мл.
- Порошок Resin Hardner – ускоритель полимеризации – 48 г.
- Аксессуары.