

---

## СОДЕРЖАНИЕ

---

Аппарат AIR-FLOW® HANDY 2+ .....	2
Аппарат AIR-FLOW® S1+ .....	3
Аппарат AIR-FLOW® S2+ .....	4
Аппарат AIR-FLOW Master Perio Standart .....	6
Аппарат AIR-FLOW Master Piezon .....	7
Аппарат Piezon Master Surgery .....	8
Системы для аппарата Piezon Master Surgery .....	9
Встраиваемый ультразвуковой модуль Piezon Scaler .....	10
Аппарат Piezon 150 .....	11
Аппарат Piezon 250 .....	12
Система 501.3 для пародонтологии .....	13
Система 502.1 для пародонтологии .....	14
Система 502.3 для удаления камня .....	15
Обзор систем серии 500 .....	16
Аппарат Piezon Master 700 .....	17
Системы к аппарату Piezon Master 600 .....	18
Насадки и файлы .....	20
Лампа для полимеризации DEEP BLUE® Аксессуары .....	26
Расходные материалы: порошок Эр-Фло, Эр-Фло Преп, Эр-Фло Перิโอ .....	28

## Аппарат AIR-FLOW® HANDY 2+



Легкий, изящный наконечник серии AIR-FLOW для полирования зубов и удаления мягкого налета, с современным дизайном и маленькой обтекаемой головкой под все виды быстросъемных соединений и разъемов турбинных шлангов ведущих мировых производителей стоматологического оборудования

Выпускается под различные виды разъемов шлангов: Midwest, Borden и быстросъемных соединений W&H, Kavo, Sirona, Bien-Air, NSK. В трех цветах: антрацит, оранжевый, голубой.

### ХЭНДИ 2 ПОМОЖЕТ ВАМ:

- Удалить налет и мягкие зубные отложения
- Очистить и тем самым подготовить операционное поле
- Возвратить зубам пациента естественный, здоровый цвет (с легким отбеливающим эффектом!)
- Обеспечить оптимальную адгезию для композитных материалов
- Обеспечить профилактику кариеса и заболеваний пародонта

Порошок засыпается в сферическую полость, встроенную в корпус наконечника, носовая часть наконечника вращается.

2

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Air-Flow handy 2+

Запасная крышка резервуара порошка

Аксессуары для ежедневного технического обслуживания наконечника

1 банка порошка Air-Flow Classic

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-170+	AIR-FLOW Handy 2 Kavo	1.040,00
	AIR-FLOW Handy 2 W&H	1.040,00
	AIR-FLOW Handy 2 Bien Air	1.040,00
	AIR-FLOW Handy 2 Midwest	1.040,00
	AIR-FLOW Handy 2 NSK	1.040,00
	AIR-FLOW Handy 2 Borden	1.040,00
	AIR-FLOW Handy 2 Sirona	1.040,00

## Аппарат AIR-FLOW® S1+

АППАРАТ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ И УДАЛЕНИЯ НАЛЕТА НА ЛЮБЫХ УЧАСТКАХ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ МЕТОДОМ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ.

БОЛЕЕ УДОБНАЯ ФОРМА НОСОВОЙ ЧАСТИ НАКОНЕЧНИКА ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ

- Прочный корпус белого цвета, устойчив к ультрафиолету.
- Встроенные кнопки и гладкие линии облегчают очистку поверхности.
- Держатель наконечника может вращаться и имеет фиксатор.
- Необходимо подключение к системам подачи воды, сжатого воздуха и электричества.

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Удаление налета и мягких зубных отложений
- Профилактика кариеса и заболеваний пародонта
- Обеспечение оптимальной адгезии для композитных материалов
- Возвращение зубам естественного, здорового цвета

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Давление воды: мин. 1,5 Бар  
 Давление воздуха: 4,5 — 7 Бар  
 Электричество: 220 В — 50 Гц



### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Аппарат Air-Flow S1

2 сменных наконечника в стерилизационном боксе.

Инструменты и аксессуары для ежедневного технического обслуживания аппарата.

Воздушный шланг и электрический кабель для подключения аппарата к стоматологической установке.

Пневматическая педаль управления.

1 банка порошка Air-Flow® Classic.

3

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-167+	ЭР-ФЛО S1 Плюс	3.670,00

## Аппарат AIR-FLOW® S2+

### КОМБИНИРОВАННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАМНЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ

Объединяет пескоструйный метод Air-Flow для удаления мягких зубных отложений, очистки и полировки зубов и ультразвуковой Piezon для удаления твердых зубных отложений.

#### Более удобная форма носовой части наконечника для полирования

- Прочный корпус белого цвета, устойчивый к ультрафиолету.
- Встроенные кнопки и гладкие линии облегчают очистку поверхности.
- Держатель наконечника может вращаться и имеет фиксатор.
- Необходимо подключение к системам подачи воды, сжатого воздуха и электричества.



#### НАЗНАЧЕНИЕ

- Удаление налета и мягких зубных отложений
- Удаление твердых зубных отложений
- Профилактика кариеса
- Лечение заболеваний пародонта
- Обеспечение оптимальной адгезии для композитных материалов
- Возвращение зубам естественного, здорового цвета
- С аппаратом могут использоваться другие системы и насадки, выпускаемые фирмой EMS

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Давление воды: мин. 1,5 Бар  
 Давление воздуха: 4,5 — 7 Бар  
 Электричество: 220 В — 50 Гц

#### РАЗМЕРЫ:

Ширина 246 мм,  
 глубина 240 мм + шланги и кабели,  
 высота 120 мм

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- 1 корпус аппарата Эр-Фло С2 плюс с держателями для двух наконечников
- 1 электрический кабель питания
- 1 пневматическая педаль управления
- 1 инструкция по эксплуатации

**МОДУЛЬ ЭР-ФЛО:**

- 2 наконечника Эр-Фло, стерилизуемые в автоклаве при 134°C
- 2 иглы для очистки каналов
- 1 стерилизационный бокс
- 1 серый силиконовый шланг для полирования, съемный
- 1 водный шланг с разъемом
- 1 воздушный шланг с разъемом
- 1 ключ для замены водного фильтра
- 1 флакон порошка 300 г

**МОДУЛЬ ПЬЕЗОН:**

- 1 ультразвуковой наконечник стерилизуемый при 134°C
- 1 серый силиконовый шланг для ультразвукового наконечника
- 1 насадка А, стерилизуемая при 134°C
- 1 насадка Р, стерилизуемая при 134°C
- 1 насадка РS, стерилизуемая при 134°C
- 1 стерилизационный бокс
- 3 стерилизуемых ключа для насадок «Комби-Торк»

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-169A	AIR-FLOW S2 Плюс	4.900,00

## Аппарат AIR-FLOW Master Perio Standart

КОМБИНИРОВАННЫЙ АППАРАТ, СОЧЕТАЮЩИЙ В СЕБЕ  
ТЕХНОЛОГИИ AIR-FLOW и PERIO-FLOW



### ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ с AIR-FLOW Master Perio Standart:

1. Корпус аппарата - 1 шт.
2. Наконечник AIR-FLOW - 1 шт.
3. Наконечник PERIO-FLOW - 1 шт.
4. Бокс для стерилизации - 1 шт.
5. Насадка силиконовая PERIO-FLOW - 40 шт.
6. Ножная педаль многофункциональная - 1 шт.
7. Емкость для порошка AIR-FLOW - 1 шт.
8. Емкость для порошка AIR-FLOW PERIO - 1 шт.
9. Профилактический порошок  
AIR-FLOW (300 гр.) - 1 шт.
10. Шланги для наконечников - 1 шт.

6

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-1885	Аппарат AIR-FLOW Master Perio Standart	6.710,00

## Аппарат AIR-FLOW Master Piezon

Комплексная профилактика на основе оригинальных методов Air-Flow®, Perio-Flow® и Piezon®.

Единственный в своем роде прибор, сочетающий удаление над и поддесневых отложений. Модуль для воздушно-образивной обработки дооснащен наконечником Perio-Flow, что позволяет эффективно работать в пародонтальных карманах глубиной до 10 мм.



### ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ:

- 1 наконечник Piezon LED с подсветкой операционного поля
- 1 наконечник Air-Flow в боксе
- 1 наконечник Perio-Flow в боксе
- Стерилизационный бокс
- 1 шланг для наконечника Piezon
- 1 шланг для наконечников Air-Flow и Perio-Flow
- Камера для порошка Air-Flow
- Камера для порошка Perio
- 40 одноразовых носиков Perio
- Емкость для УЗ видов работ, 350 мл
- Сетевой шнур
- Многофункциональная педаль
- 3 насадки А, Р, PS
- Банка порошка Air-Flow Classic
- 2 магнитных держателя

7

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-200	Аппарат AIR-FLOW Master Piezon	7.810,00

## Аппарат PIEZON MASTER SURGERY

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- пародонтальная хирургия
- имплантология
- амбулаторная хирургия
- челюстно-лицевая хирургия

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- сенсорная панель с тремя элементами для установки различных функций и уровнем производительности путем простого касания контрольных элементов.
- гарантия стерильности.
- эксклюзивные швейцарские хирургические инструменты.

### ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ

- 1 корпус аппарата Piezon Master Surgery
- 1 стерилизационный бокс
- 1 насадка SC, стерилизуемая при 134<sup>0</sup>C
- 1 насадка SL1, стерилизуемая при 134<sup>0</sup>C
- 1 насадка SL2, стерилизуемая при 134<sup>0</sup>C
- 1 насадка SL3, стерилизуемая при 134<sup>0</sup>C
- 1 насадка SL4, стерилизуемая при 134<sup>0</sup>C
- 1 наконечник
- 5 ключей Комби Торк
- 1 силиконовый шланг к наконечнику
- 1 электрическая ножная педаль
- 1 инструкция по применению



АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-172	Piezon Master Surgery в комплекте с базовой системой (насадки SC, SL1, SL2, SL3, SL4), 1 наконечник, 5 ключей Комби Торк, бокс для стерилизации	5.990,00
DT-080	Линии стерильные Piezon Master Surgery (1x10 шт)	81,00





## СИСТЕМЫ ДЛЯ АППАРАТА PIEZON MASTER SURGERY

АПТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	
FS-325	<b>Система базовая</b> (инструменты SC, SL1, SL2, SL3, SL4, 5 ключей Комби Торк, бокс для стерилизации)	855,00
FS-326	<b>Система для удаления зубов</b> (инструменты EX1, EX2, EXL, EXR, 4 ключа Комби Торк, бокс для стерилизации)	605,00
FS-327	<b>Система для костной пластики</b> (инструменты BC, SL1, BCL, BCR, 4 ключа Комби Торк, бокс для стерилизации)	720,00
FS-328	<b>Система для ретроградного препарирования</b> (инструменты RS1, RS2, RS3, RL4, 4 ключа Комби Торк, бокс для стерилизации)	650,00
FS-359	<b>Система для имплантологии</b> (инструменты MB1, MB2, MB3, MB4, MB5, MB6, 6 ключей Комби Торк, бокс для стерилизации)	1135,00



## Встраиваемый ультразвуковой модуль PIEZON SCALER

Встраиваемый в стоматологическую установку многофункциональный ультразвуковой модуль.

**FS-266 Standart Piezon Scaler** (встраиваемый в стом. установку, с насадками А, Р, PS)  
**ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ**

- 1 наконечник, стерилизуемый при 134°С
- 1 силиконовый шланг, стерилизуемый при 134°С
- 1 ультразвуковой модуль-генератор ультразвуковых колебаний
- 1 комплект цветных проводов
- 1 потенциометр
- 1 насадка А, стерилизуемая при 134°С
- 1 насадка Р, стерилизуемая при 134°С
- 1 насадка PS, стерилизуемая при 134°С
- 3 цилиндрических ключа Комби Торк
- 1 стерилизационный бокс



10

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FS-266	KIT Piezon Standart	710,00

Устанавливается в инструментальный столик стоматологической установки, наконечник размещается на панели с инструментами.

Требуется подключение к системе подачи воды и электропитанию стоматологической установки.

Может использоваться со всеми инструментами EMC.

## Аппарат Piezon 150

Компактный ультразвуковой аппарат предназначен для снятия зубных отложений, эндодонтии, пародонтологии и реставрационных работ.

Может быть использован со всеми Piezon Master системами:

- Перио Системой
  - Системой для удаления камня
  - Эндо/Орто/Ретро Системами
  - Реставрационной Системой
- и всеми другими специальными системами EMS серии 500 или 600 без наконечника).



### ОПИСАНИЕ:

Укомплектован наконечником Piezon.

Включение и выбор мощности в одно касание, 35-шаговый LED-контроль мощности и режим эндо-перио.

Ультратонкая 2-шаговая педаль.

Возможно отключение шланга и от наконечника, и от аппарата.

Требуется постоянное подключение к системе подачи воды.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Аппарат PIEZON 150

1 оригинальный наконечник PIEZON

3 насадки А, Р, PS (EMS), укомплектованные ключами CombiTorque

2 фильтра для жидкости (один на прозрачном шланге)

2-шаговая педаль 360°

Карта-тестер для инструментов PIEZON

Комплект для технического обслуживания

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-215	Piezon 150	1.313,00
FT-223	Piezon 150 (LED)	1.616,00
FT-208	Piezon 100	720,00

## Аппарат Piezon 250



Многофункциональный автономный ультразвуковой аппарат предназначен для снятия зубных отложений, эндодонтии, пародонтологии и реставрационных работ. Может быть использован со всеми Piezon Master системами:

- Перио Системой
- Системой для удаления камня
- Эндо/Орто/Ретро Системами
- Реставрационной Системой

и всеми другими специальными системами EMS серии 500 или 600 (без наконечника).

### ОПИСАНИЕ:

Укомплектован наконечником Piezon.

Включение и выбор мощности в одно касание, 35-шаговый LED-контроль мощности и режим эндо-перио.

Ёмкость для жидкости - 350 мл. (стандартно), 500 мл. опционально.

Ультратонкая 2-шаговая педаль.

Возможно отключение шланга и от наконечника и от аппарата.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

Новый ультразвуковой модуль обеспечивает более эффективную обработку. Высокие эксплуатационные характеристики и максимальная надёжность для каждого клинического случая.

Мгновенная настройка амплитуды движений насадки гарантирует мягкую процедуру обработки и высокий уровень комфорта для пациента. Низкий уровень рабочего шума.

Линейные возвратно-поступательные движения насадки.

Постоянное управление с обратной связью и точная регулировка мощности обеспечивают максимальную безопасность и эффективность.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Аппарат PIEZON® 250

Источник питания

Перистальтическая помпа

1 оригинальный наконечник PIEZON®

3 насадки А, Р, PS (EMS) укомплектованные ключами combiTorque

Ёмкость 350 мл для рабочего раствора

2-шаговая педаль 360°

Карта-тестер для инструментов PIEZON®

Комплект для технического обслуживания (включая перистальтическую помпу)

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-216	Piezon 250	2.035,00
FT-224	Piezon 250 (LED)	2.755,00
FT-209	Piezon 200	960,00

## Система 501.3 — Пародонтология

### ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА И УДАЛЕНИЯ КАМНЯ

Система 501.3 облегчает доступ к сложным участкам, например — к зонам фуркаций, разветвления корней, вогнутым корням различной формы, труднодоступным межзубным промежуткам, глубоким десневым карманам и т. п., обеспечивает глубокое промывание десневых карманов лекарственными растворами.

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- 1 наконечник, стерилизация при 134°C
- 1 насадка А, стерилизация при 134°C
- 1 насадка PS, стерилизация при 134°C
- 1 насадка PL1, с левым изгибом, стерилизация при 134°C
- 1 насадка PL2, с правым изгибом, стерилизация при 134°C
- 1 насадка PL3, прямая, стерилизация при 134°C
- 1 насадка PL4, с левым изгибом, стерилизация при 134°C
- 1 насадка PL5, с правым изгибом, стерилизация при 134°C
- 7 ключей Комби Торк, стерилизация при 134°C
- 1 стерилизационный бокс
- 1 инструкция по использованию



\* Стерилизация при 134°C.

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FS-240	Система 501.3 Perio Pro Line	1.315,00

## Система 502.1 — Пародонтология

- Для лечения заболеваний пародонта с применением ультразвука в сочетании с одновременной обработкой десневых карманов медикаментозными растворами.
- Для удаления камня.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1 наконечник, стерилизуемый при 134°C

1 насадка А в ключе Комби Торк, стерилизуемая при 134°C

1 насадка Р в ключе Комби Торк, стерилизуемая при 134°C

1 насадка PS в ключе Комби Торк, стерилизуемая при 134°C

1 стерилизационный бокс



14

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FS-241	Система 502.1	860,00

## Система 502.3 — Профилактика

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБНОГО КАМНЯ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ ЗУБНОГО  
РЯДА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ.  
БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ТКАНЕЙ

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- 1 ультразвуковой наконечник, стерилизуемый при 134°C
- 1 насадка А в ключе Комби Торк, стерилизуемая при 134°C
- 1 насадка В в ключе Комби Торк, стерилизуемая при 134°C
- 1 насадка С в ключе Комби Торк, стерилизуемая при 134°C



АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FS-242	Система 502.3	860,00

## Обзор систем 500 к аппаратам серии «PIEZON»



АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	
FS-239	<b>System 501.2</b> Система Perio Pro Line пародонтологическая с 2 наконечниками и насадками P, PS PL1, PL2, PL3, PL4, PL5 с ключами Комби Торк	1.870,00
FS-240	<b>System 501.3</b> Система Perio Pro Line пародонтологическая с наконечником и насадками А, PS, PL1, PL2, PL3, PL4, PL5 с ключами Комби Торк	1.315,00
FS-241	<b>System 502.1</b> Система пародонтологическая с наконечником и насадками А, P, PS с ключами Комби Торк	860,00
FS-242	<b>System 502.3</b> Система для удаления камня с наконечником и насадками А, В, С с ключами Комби Торк	860,00



## Аппарат PIEZON MASTER 700

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АВТОНОМНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ:

- Эндодонтии
- Пародонтологии
- Реставрационных работ широкого профиля
- Возможно подключение двух наконечников с подсветкой операционного поля.
- Две емкости для рабочих растворов.
- Возможно чередование рабочих растворов в процессе обработки.
- Два режима работы: “стандартный” и “эндо”.
- Возможность работы без подачи жидкости.
- Улучшенный дизайн и эргономика: сенсорная панель управления, магнитные держатели наконечников, ультратонкая многофункциональная педаль.
- Новая технология PIEZON® NO PAIN, создающая плавные ультразвуковые колебания для снижения болевых ощущений и обеспечивающая обратную связь с инструментом в процессе работы.



### КОМПЛЕКТАЦИЯ PREMIUM:

Аппарат Piezon Master 700.

2 наконечника Piezon LED с подсветкой операционного поля.

2 шланга для наконечников.

Инструменты Piezon (A, P, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе.

2 емкости по 350 мл для рабочих растворов.

Многофункциональная педаль управления.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ STANDART:

Аппарат Piezon Master 700.

1 наконечник Piezon LED с подсветкой операционного поля.

1 шланг для наконечников.

Инструменты Piezon (A, P, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе.

2 емкости по 350 мл для рабочих растворов.

Многофункциональная педаль управления.

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
FT-194	Piezon Master 700 Premium	5.220,00
FT-194	Piezon Master 700 Standart	3.840,00

## Системы к аппарату PIEZON MASTER 600



### ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 601 PERIO BASIC LINE /ПЕРИО БАЗИС ЛАЙН

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	
601.4 FS-213	Без наконечника, ключ для насадок 3, бокс 1/4, насадки PL1, PL2, PL3	417,00
601.5 FS-214	Без наконечника, ключ для насадок 6, бокс 1/4, насадки P, PL1, PL2, PL3, PL4, PL5	785,00

### ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 603 ENDO BASIC LINE/ЭНДО БАЗИС ЛАЙН

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	
603.6 FS-222	<b>Endo Basic Retro/Эндо Базис Ретро</b> Без наконечника, эндодонтический ключ, бокс 1/4, эндочак 120 градусов, RE2(5), файлы Ретро Берутти(5)	605,00
603.7 FS-223	<b>Endo Basic Retreatment/Система Эндо Базис</b> Без наконечника, ключ для насадок 2, эндодонтический ключ 1, бокс 1/4, эндочак 180 градусов, RT1, RT2, RT3(5)	716,00


### РЕСТАВРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 604 RESTORATIVE BASIC LINE/РЕСТАВРАЦИОННЫЕ БАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ


АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	
604.3 FS-226	<b>Restorative Basic Cavity/</b> <b>Реставрационная базовая система Кавити</b> Без наконечника, ключ для насадок 3, бокс 1/4, насадки SD, SM, SB	500,00

### СИСТЕМЫ К АППАРАТАМ PIEZON

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	
FS-310	<b>Perio Basic System</b> Без наконечника, ключ для насадок 3, бокс, насадки А, Р, PS.	350,00

## НАСАДКИ И ФАЙЛЫ








АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
DS-100A	Насадка SC для расщепления альвеолярного гребня	163,00
DS-101A	Насадка SL1 для костной трансплантации, горизонтального разреза кости	210,00
DS-102A	Насадка SL2 для атравматичной костной остеотомии	210,00
DS-103A	Насадка SL3 для удаления мембраны	145,00
DS-104A	Насадка SL4 для забора костной ткани	163,00
DS-105A	Насадка BC для прецизионного разреза кости	163,00
DS-115A	Насадка SL5 для обработки вестибулярной кости и остеопластики	210,00
DS-116A	Насадка SL6 для поднятия мембраны при синус-лифтинге	140,00
DS-106A	Насадка BCL для прецизионного разреза кости, левосторонняя	210,00
DS-107A	Насадка BCR для прецизионного разреза кости, правосторонняя	210,00
DS-108A	Насадка RS1 для ретроградного препарирования с алмазным покрытием	210,00
DS-109A	Насадка RS2 для ретроградного препарирования	163,00
DS-110A	Насадка RS3 для ретроградного препарирования с алмазным покрытием (90°)	210,00
DS-111A	Насадка EX1 для удаления зуба, прямая	175,00
DS-112A	Насадка EX2 для удаления зуба, угловая	163,00
DS-113A	Насадка EXR для удаления зуба, правосторонняя	163,00
DS-114A	Насадка EXL для удаления зуба, левосторонняя	163,00
DS-120A	Насадка MB1 для операции имплантации	210,00
DS-121A	Насадка MB2 для операции имплантации	210,00
DS-122A	Насадка MB3 для операции имплантации	210,00
DS-123A	Насадка MB4 для операции имплантации	210,00
DS-124A	Насадка MB5 для операции имплантации	210,00
DS-125A	Насадка MB6 для операции имплантации	210,00
DS-117A	Насадка PE1 для удаления зубного камня	210,00
DS-118A	Насадка PE2 для расширения зоны фуркаций	210,00
DS-119A	Насадка PE3 для деликатного расширения зон фуркаций	210,00
DS-001A	Насадка А для удаления камня универсальная	93,00
DS-002A	Насадка С для удаления камня	96,50
DS-003A	Насадка В для удаления камня	96,50
DS-004A	Насадка Н для уплотнения гуттаперчи (можно использовать для вспомогательных работ в эндодонтии)	96,50
DS-005A	Насадка D для удаления штифтов, коронок, мостов, пломб	96,50
DS-006A	Насадка E для работы с амальгамой	96,50
DS-007A	Насадка F для уплотнения амальгамы	96,50
DS-008A	Насадка G для полировки реставрационных материалов	96,50
DS-010	Эндочак 120° универсальная эндодонтическая насадка	120,00
DS-011A	Насадка Р пародонтологическая длина 15 мм, используется также для удаления камня из глубоких поддесневых карманов	105,00

DS-012	Эндочак 90° эндодонтическая насадка для обработки корневых каналов передних зубов	120,00
DS-015A	Насадка SP для распределения фиксирующего цемента при наложении вкладок и виниров, используется со специальными колпачками	132,00
DS-016A	Насадка PS пародонтологическая супертонкая, длина 15 мм, для межпроксимальной и поддесневой обработки	116,00
DS-030A	Насадка PL1 пародонтологическая с левым изгибом для зон фуркаций и вогнутых корней	144,00
DS-031A	Насадка PL2 пародонтологическая с правым изгибом для зон фуркаций и вогнутых корней	144,00
DS-032A	Насадка PL3 прямая для обработки 3-миллиметровых дистально-мезиальных карманов	120,00
DS-033A	Насадка PL4 пародонтологическая с левым изгибом, с шариком на конце, для обработки поддесневых поверхностей многокорневых зубов	143,00
DS-034A	Насадка PL5 пародонтологическая с правым изгибом, с шариком на конце, для обработки поддесневых поверхностей многокорневых зубов	144,00
DS-051 A	Насадка SM для обработки контактных кариозных полостей с кончиком в форме лопатки, с алмазным напылением	168,00
DS-052 A	Насадка SD для обработки контактных кариозных полостей с алмазным напылением на конце	168,00
DS-057 A	Насадка SB тонкая для препарирования малых кариозных полостей на щечной и окклюзионной поверхностях с кончиком в виде шарика	144,00
DS-060 A	Насадка SBM мезиальная для обработки аппроксимальных полостей с маленьким шариком на конце	144,00
DS-061 A	Насадка SBD дистальная для обработки аппроксимальных полостей с маленьким шариком на конце	144,00
DS-062 A	Насадка PF для обработки фиссур, для препарирования окклюзионных поверхностей	168,00
DS-064 A	Насадка VE для обработки под винир (препарирование поверхностей без риска повреждения соседнего зуба)	168,00
DS-065A	Насадка DPL3 пародонтологическая насадка с алмазным напылением, для очистки корневых поверхностей в хирургии	181,00
DS-075A	Насадка HPL3 пародонтологическая насадка с алмазным напылением, для очистки корневых поверхностей в хирургии	181,00
DS-066A	Насадка RT1 для поиска просвета и обработки устья канала	180,00
DS-067A	Насадка RT2 для предварительной обработки канала перед использованием насадки RT3	180,00
DT-062	Насадка RT3 (продается по 5 штук в комплекте) — файл с нитрид-титановым покрытием с очень тонким длинным кончиком для извлечения обломков инструментов, сломанных в корневом канале, используется с эндочаком 180 град.	228,00
DS-069	Эндочак 180° используется с файлами RT3 для извлечения обломков инструментов из корневого канала	120,00





DT-006	Файлы №15 бокс из 6 штук	23,60
DT-007	Файлы №20 бокс из 6 штук	23,60
DT-008	Файлы №25 бокс из 6 штук	23,60
DT-009	Файлы №30 бокс из 6 штук	23,60
DT-010	Файлы №35 бокс из 6 штук	23,60
DT-011	Набор файлов (15, 20, 25, 30,35)	105,00
DT-060	Файлы Берутти для апикальной эндодонтической хирургии (препарирование корневых каналов) с алмазным напылением на кончике, изогнутом под углом 90 градусов (5 штук в комплекте)	228,00
DT-061	Насадка RE 2 для препарирования шейки корневого канала с кончиком, изогнутым под углом 90 градусов (5 штук в комплекте)	228,00
DT-065A	Насадка PI (4 штуки в комплекте) для очистки имплантатов и реставрационных материалов, используется с эндочаком 120 и 90 градусов	132,50
DT-018	Ключ для эндочака плоский	24,00
EL-063	Колпачки пластиковые к насадке SP ( 6 штук в комплекте)	35,00
DT-069/A	Эндо насадки к Endo Soft Instrument	72,00
FS-279	Набор ESI (файлы ESI, эндочак 120, DT-018)	203,00



## DEEP BLUE

---

### ЛАМПА ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	
<b>FS-323#B/001</b>	DEEP BLUE ® System в комплекте корпус лампы, универсальный 8-мм черный световод, защитный козырек, защитное стекло (для Piezon Master 400, Mini Master, Mini Piezon, встроенный модуль KIT Piezon, AIR FLOW S2)	1.250,00
<b>FS-323#B/004</b>	DEEP BLUE ® System в комплекте корпус лампы универсальный 8-мм черный световод, защитный козырек, защитное стекло (для Piezon Master 600, без провода)	1.250,00

---



## DEEP BLUE® Аксессуары



Арт. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
<b>DT-085</b>	DEEP BLUE® Light guide 8 мм прозрачный световод, 1100 mW/cm <sup>2</sup>	265,00
<b>DT-086</b>	DEEP BLUE® Light guide 5 мм прозрачный световод, 2100 mW/cm <sup>2</sup>	265,00
<b>DT-087</b>	DEEP BLUE® Light guide 3 мм черный световод, 2200 mW/cm <sup>2</sup>	280,00
<b>DT-090</b>	DEEP BLUE® Light guide 5 мм черный световод, 1800 mW/cm <sup>2</sup>	280,00
<b>DT-089</b>	DEEP BLUE® Light guide 8 мм черный световод, 1000 mW/cm <sup>2</sup>	280,00



DT-083



DT-084A

Арт. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
<b>DT-083</b>	DEEP BLUE® eye protection защитное стекло оранжевого цвета	17,00
<b>DT-084A</b>	DEEP BLUE® eye protection защитный козырек оранжевого цвета	27,00

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ AIR-FLOW



#### Профилактический порошок AIR-FLOW

Малообразивный, мелкодисперсный, в основе бикарбонат натрия - для полировки и удаления зубного налета. Средний размер частиц 65 мкм. Шсть различных вкусов - вишня, лимон, мята, тропикана, черная смородина, нейтральный. Расфасовка по 300 г. в одном флаконе.

АПТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
DV-048	Профилактический порошок AIR-FLOW	33,22
DV-048	Профилактический порошок AIR-FLOW (лимон)	34,15



#### Профилактический порошок AIR-FLOW "SOFT"

Малообразивный, мелкодисперсный порошок на основе глицина. Средний размер частиц 65 мкм. Предназначен для обработки зубов пациента с чувствительным пародонтом, а также пациентам, нуждающимся в частом и регулярном проведении профессиональных гигиенических стоматологических манипуляций. Расфасовка по 200 г. в одном флаконе.

АПТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
DV-071	Профилактический порошок AIR-FLOW "SOFT"	38,14

#### AIR-FLOW "PERIO"

##### Порошок для работы в пародонтальных карманах

Предназначен для обработки поддесневой части корня с целью уничтожения биопленки, санации пародонтальных карманов, очистки поверхности имплантов. Средний размер частиц 25 мкм. Применение по технологии Air-Flow - при пародонтальных карманах глубиной до 5 мм. Применение по технологии Air-Flow - при пародонтальных карманах глубиной до 10 мм. Расфасовка по 120 г.



АПТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
DV-070	AIR-FLOW "PERIO"	32,50

#### Порошок AIR-FLOW Prep K1

оксид алюминия, абразивный  
Для аппаратов AIR-FLOW Prep K1 (подготовка фиссур)  
Расфасовка по 250 г. в одном флаконе.

АПТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, ЕВРО
DV-026	AIR-FLOW Prep K1	39,24

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС.