



ПРОФИЛАКТИКА – ЛЕЧЕНИЕ

Наименование	Состав	Картинка
<p>ТОРЕХ « 00 : 60» SECOND - Фторидсодержащие профилактические гели, возможные вкусы: Вишни, Мяты, Пина-Колады, Жевательной резинки) - представлен в виде однородной тиксотропной массы. Объем - 280 мл. Расход: 70-90 пациентов взрослых, 100-120 пациентов детей.</p>	<p>Гель содержит 1,23 % APF (подкисленный фторид-фосфат), предназначенный для профессионального применения. Фтористые соединения оказывают активное воздействие на эмаль зубов, которое характеризуется трансформацией ее кристаллической структуры (увеличивают пенетрацию флюоридных ионов в эмаль зуба). Состав этого геля подавляет рост бактерий, что способствует снижению уровня образования зубного налета, а так же повышает резистентность эмали к воздействию неблагоприятных кариесогенных факторов.</p>	
<p>ТОРЕХ « 00 : 60» SECOND FOAM - Фторидсодержащие профилактические пены, возможные вкусы: Вишни, Мяты, Пина-Колады, Жевательной резинки) - представлен в виде однородной пены, благодаря пористому составу пена лучше проникает в межзубные промежутки . Объем - 125 г. Расход: 40-60 пациентов взрослых, 70-100 пациентов детей.</p>	<p>Пена содержит 1,23 % APF (подкисленный фторид-фосфат), предназначенный для профессионального применения. Фтористые соединения оказывают активное воздействие на эмаль зубов, которое характеризуется трансформацией ее кристаллической структуры (увеличивают пенетрацию флюоридных ионов в эмаль зуба). Состав этой пены подавляет рост бактерий, что способствует снижению уровня образования зубного налета, а так же повышает резистентность эмали к воздействию неблагоприятных кариесогенных факторов.</p>	

<p>ЛОЖКИ двухсторонние для профилактических гелей и пен- предназначены для индивидуального использования фторидсодержащих профилактических средств.</p> <p>Размеры: Маленькие (желтый цвет), Средние (зеленый), Большой (синий)</p> <p>Количество в уп. - 50 шт.</p>	<p>Ложки повторяют анатомические контуры верхней и нижней челюстей, обеспечивая лучшее проникновения фторида и профилактических средств</p>	
<p>TOPEX PROPHYLAXIS PASTE 340 - профилактическая паста для проведения профессиональной гигиены полости рта. С помощью этой пасты легко и быстро можно удалить зубной налет и отполировать композит.</p> <p>Объем - 340 г.</p>	<p>Профилактическая паста TOPEX PROPHYLAXIS PASTE содержит уникальную смесь полировочных и чистящих веществ. Содержание фтора в пасте в концентрации 1,23% ионов фторид натрия.</p>	
<p>TOPEX PROPHYLAXIS PASTE Unidose - профилактическая паста для проведения профессиональной гигиены полости рта. С помощью этой пасты легко и быстро можно удалить зубной налет и отполировать композит.</p> <p>Количество в уп. - 200 шт.</p>	<p>Профилактическая паста TOPEX PROPHYLAXIS PASTE содержит уникальную смесь полировочных и чистящих веществ. Содержание фтора в пасте в концентрации 1,23% ионов фторид натрия.</p>	

<p>TOPICAL ANESTHETIC GEL Гель для местной анестезии. Применяется перед инъекционной анестезией, во время ретракции десны, для снятия рвотного рефлекса. Объем - 30 мл.</p>	<p>Содержит 20 % раствор бензокаина, что обеспечивает быстрое действие, без абсорбции мягкими тканями отсутствие специфического горького вкуса как во время, так и после лечения обладает приятным вкусом вишни</p>	
<p>TOPICAL ANESTHETIC SPRAY Спрей для местной анестезии. Применяется перед инъекционной анестезией, во время ретракции десны, для снятия рвотного рефлекса. Объем - 60 мл.</p>	<p>Содержит 20 % раствор бензокаина, что обеспечивает быстрое действие, без абсорбции мягкими тканями отсутствие специфического горького вкуса как во время, так и после лечения обладает приятным вкусом вишни</p>	
<p>HEMOBAN - Капиллярное кровоостанавливающее средство для ретракции десны и остановки кровотечений в канале. Объем - 30 мл.</p>	<p>Содержит хлористый алюминий.</p>	
<p>TAKE HOME CARE 0,4 % - Профилактическая зубная паста для домашнего использования на основе фтористого олова со вкусами ягод, мяты и бабл-гама. Рекомендована для больных с повышенной дентиновой чувствительностью и проходящим ортодонтическое лечение. Объем - 30 мл.</p>	<p>Содержит 0,4 % фтористого олова. Закупоривает дентиновые каналы, предотвращает появления налета и защищает участки эмали, подвергающиеся угрозе декальцинации. Рекомендовано применение в течении 1 минуты.</p>	

Travel Assortment Kit 100
Набор состоит из 100 пакетиков – 5 размеров 1214, 1412, 1414, 1612, 1614 ершиков по 20 пакетов каждого. Каждый пакетик содержит 2 щеточки
Уп. – 100 шт.

Новейшая разработка компаний "DEDECO" и "DUPOND" при участии "Schwarzkopf & Henkel" - "StaiNo" - щетина с абразивом В высококлассную щетину от "DUPOND" внедрен абразив - оксид алюминия.

Межзубные ершики с абразивом очищают зубы вокруг брекетов, уменьшая образование зубного налета вокруг ортодонтических дуг. Очищают и удаляет налет между зубами и опорами моста Для очистки пространства между имплантатами.







StaiNo Refill Box 36
Содержит 36 пакетиков одного размера 1214, 1412, 1414, 1612, 1614
Уп. – 36 шт.



Новейшая разработка компаний "DEDECO" и "DUPOND" при участии "Schwarzkopf & Henkel" - "StaiNo" - щетина с абразивом В высококлассную щетину от "DUPOND" внедрен абразив - оксид алюминия.




Межзубные ершики с абразивом очищают зубы вокруг брекетов, уменьшая образование зубного налета вокруг ортодонтических дуг. Очищают и удаляет налет между зубами и опорами моста Для очистки пространства между имплантатами.




<p>StaiNo Refill Box 3 Содержит 3 щеточки одного размера 1214, 1412, 1414, 1612, 1614 Уп. – 3 шт.</p>	<p>Новейшая разработка компаний "DEDECO" и "DUPOND" при участии "Schwarzkopf & Henkel" - "StaiNo" - щетина с абразивом В высококлассную щетину от "DUPOND" внедрен абразив - оксид алюминия.</p> <p>Межзубные ершики с абразивом очищают зубы вокруг брекетов, уменьшая образование зубного налета вокруг ортодонтических дуг. Очищают и удаляет налет между зубами и опорами моста Для очистки пространства между имплантатами.</p>	
<p>StaiNo toothbrush Зубная щетка StaiNo S1650 Уп. 1 шт.</p> <p>Возможно три варианта цвета щетки.</p>	<p>Новейшая разработка компаний "DEDECO" и "DUPOND" при участии "Schwarzkopf & Henkel" - "StaiNo" - щетина с абразивом В высококлассную щетину от "DUPOND" внедрен абразив - оксид алюминия.</p> <p>Зубная щетка StaiNo с абразивом легко и безопасно удаляет зубной налет и пятна со всех поверхностях ваших зубов. Гибкая пластиковая ручка с силиконовыми вставками улучшает контроль и удерживание во время использования.</p>	

<p>StaiNo Dental Floss Межзубные нити StaiNo Уп. 50 м S1660 воощенные нити S1670 воощение нити со вкусом мяты</p>	<p>Новейшая разработка компаний "DEDECO" и "DUPOND" при участии "Schwarzkopf & Henkel" – в структуру нити внедрен абразив - оксид алюминия.</p> <p>Межзубные нити StaiNo с внедренным абразивом, быстро и безопасно помогут избавиться от труднодоступного налета от кофе, чая, табака и остатков пищи между зубами.</p>	
<p>StaiNo Tooth Stain Eraser Ластик StaiNo для удаления твердого окрашенного налета Уп. 1 шт. S1655</p>	<p>Новейшая разработка компаний "DEDECO" и "DUPOND" при участии "Schwarzkopf & Henkel" – в структуру ластика внедрен абразив - оксид алюминия.</p> <p>Ластик StaiNo удаляет твердый окрашенный налет как между зубами, так и со все поверхностях зубов. Наличие двух форм ластика может достигнуть наиболее труднодоступные участки зубов и делает его применение очень удобным.</p>	

<p>EW 175 DentaCare Handy Беспроводной ирригатор DentaCare Handy Комплектация: ирригатор, зарядное устройство-подставка, 2 насадки Давление воды - Позиция 1: 390 КПа Давление воды - Позиция 2: 590 КПа Уп. 1 шт.</p>	<p>DentaCare Handy – это принципиально новый вид ирригаторов, предназначенный для ухода за полостью рта для пользователей обычных и электрических щеток. Два режима работы: 1) нормальный, 2) щадящий - предназначен для зубов и десен с повышенной чувствительностью. Ручной ирригатор DentaCare является идеальным и самым эффективным устройством для обеспечения тщательной гигиены у пациентов с несъемными ортодонтическими аппаратами в полости рта. Беспроводной ирригатор DentaCare с помощью специальных насадок позволяет струе воды достичь области, недоступные во время чистки обычной зубной щеткой или нитью. Новый ирригатор занимает гораздо меньше место и не потребует брать с собой в путешествие громоздкие емкости и провода.</p>	
<p>EW 176 DentaCare Travel Беспроводной дорожный ирригатор DentaCare Travel Комплектация: ирригатор, батарейки 2 шт., 2 насадки Давление воды - 490 КПа Уп. 1 шт. + 1 насадки</p>	<p>DentaCare Travel – это новый дорожный ирригатор, предназначенный для ухода за полостью рта для пользователей обычных и электрических щеток. В собранном состоянии размер ирригатора – 13 см. DentaCare Travel можно брать в дорогу и использовать в любом месте, так как эта модель очень компактная и беспроводная. Дорожный ирригатор DentaCare является идеальным и самым эффективным устройством для обеспечения тщательной гигиены у пациентов с несъемными ортодонтическими аппаратами в полости рта. Ручной ирригатор DentaCare с помощью специальных насадок позволяет струе воды достичь области, недоступные во время чистки обычной зубной щеткой или нитью.</p>	

<p>EW 1012 NAI5 Sonodent DentaCare Инновационная электрическая звуковая щетка. Комплектация: зарядное устройство-подставка, 2 насадки. Работа щетки основана на принципе технологии "Линейных моторов", которая основана на принципе магнитного притяжения и отталкивания. Движения щетины - возвратно поступательные. Во время колебательных движений осуществляется мягкий массаж десен и стимулируется локальное кровоснабжение.</p>	<p>Два режима работы: 1) нормальный, 2) щадящий- предназначен для зубов и десен с повышенной чувствительностью. Наличие трех- сторонней щетки - позволяет чистить зубы с трех сторон - переднюю, заднюю и жевательную поверхность ОДНОВРЕМЕННО. Позволяет быстро почистить зубы, особенно в условиях дефицита времени. Таймер на 2 минуты. Функция предотвращения избыточного нажима щетины - активизируется при избыточном давлении щетины зубной щетки на поверхность зубов, при этом интенсивность чистящих движений автоматически снижается, как мера предосторожности от избыточного давления. Щетка с упругим каркасом, под которым каждый пучок щетины фиксируется на пружине. Это позволяет увеличить частоту колебаний самой пружины и чистить межзубные пространства.</p>	
<p>EW 0920 Float brush – 2 сменных насадки для электрической щетки DentaCare. Уп - 2 шт.</p>	<p>С помощью новой щетки DentaCare осуществляется самый эффективный - горизонтальный способ чистки зубов в сочетании с полностью автоматизированными "вибродвижениями" оптимально подходящий для применения рекомендованного стоматологами всего мира "Модифицированного низкого способа чистки зубов".</p>	
<p>EW 0900 Angle brush - 2 сменных 3-х сторонних насадки для электрической щетки DentaCare. Уп - 2 шт.</p>	<p>Только у щетки DentaCare есть трехсторонняя насадка, которая позволяет быстро и легко чистить поверхность зубов ОДНОВРЕМЕННО с трех сторон – переднюю, заднюю и жевательную поверхность!</p>	

<p>EW 1012 NAiS Case Пенал для электрической звуковой щетки DentaCare.</p>	<p>Пенал предназначен для хранения щетки и 2 насадок.</p>	
<p>EW 3002 NAiS DIAGNOSTEC – ТОНОМЕТР Прибор для автоматического измерения кровяного давления на запястье. Полный автомат. Производитель – NAIS - Matsushita Electric Япония</p>	<p>Функции показания: Систолическое давление Диастолическое давление Пульс – уд/мин. 21 ячейка памяти Расчет средней величины Функция предупреждения при высоком кровяном давлении Большая манжета (13,5 - 22 см) Гарантия 3 года.</p>	